

KENZA 450 TX

BIOLABO KENZA 450 TX

Analizzatore automatico di biochimica. Flessibile e compatto
420 test all'ora (+480 test all'ora con ISE)



Utenti: laboratori medio-grandi

Ottimizzato per 80-150 pazienti al giorno¹

Descrizione

KENZA 450 TX è il più grande sistema di capacità de BIOLABO Group. Questo analizzatore è adatto a laboratori di medie e grandi dimensioni. Con 60 posizioni per reagenti e 98 posizioni per campioni, calibratori e controlli, il KENZA 450 TX è in grado di raggiungere fino a 14.000 test senza alcuna azione da parte dell'utente.

Grazie alla sua grande flessibilità, KENZA 450 TX non ha nulla da invidiare agli analizzatori che offrono 600 test all'ora. In effetti, i confronti interni dimostrano che KENZA 450 TX è in grado di fornire risultati di 300 test più rapidamente.

KENZA 450 TX è dotato di un rilevatore di livello e un rilevatore di shock e offre due posizioni dedicato alle soluzioni di lavaggio.

Certificazioni

Come tutti i prodotti de BIOLABO Group, KENZA 450 TX è certificata ISO 9001, ISO 13485 e ha il marchio CE.

Tutte le convalide delle prestazioni e i file tecnici sono stati effettuati nei nostri 3 laboratori e in un laboratorio universitario indipendente, con sede in Italia, in correlazione con analizzatori concorrenti e su campioni di pazienti.

¹Valutazione sulla base di 10 parametri per paziente per un laboratorio che esegue analisi biochimiche su una finestra di 4 ore. Il numero di pazienti al giorno può essere considerevolmente aumentato per un laboratorio che esegue analisi per più di 4 ore al giorno.

Reagenti dedicati e con codice a barre

	Parametro	Riferimento
Substrati	ACIDO URICO	K4501
	ALBUMINA	K2002
	BILIRUBINA DIRETTA	K4553
	BILIRUBINA TOTALE	K4443
	COLESTEROLO	K2106
	COLESTEROLO-HDL + Calibrazione	K4206
	COLESTEROLO-LDL	K4416
	CREATININE	K2107
	GLUCOSIO	K2209
	TOTALE PROTEINE	K2016
	PROTEINE USA	K4017
	TRIGLICERIDI	K2519
	UREA	K4532
Enzima	AMILASI	K4523
	ALT / TGP	K4507
	AST / TGO	K4505
	CK-NAC	K4207
	CK-MB + Calibrazione	K4217
	GAMMA GT	K4110
	L.D.H.	K4011
	AMICO	K4214
Elettroliti	CALCIO	K2004
	MAGNESIO	K2212
	FOSFORO	K2015
	FERRO	K4108
	CLORURI	K2005
Proteina Specifico	CRP	Coming Soon
	HbA1c	Coming Soon

Tutti i reagenti dedicati a KENZA 450 TX possono essere utilizzati anche su KENZA 240 TX!

Caratteristica

- Soluzione di codici a barre al 100% (Opzione)
- Gamma di reagenti in contenitori per codici a barre
- Nessuna procedura per avviare o interrompere
- Grande capacità reattiva e campioni
- 50 ciotole riutilizzabili
- Rack refrigerato per reagenti
- Gestione STAT più semplice
- Lavaggio interno ed esterno di l'ago

Vantaggio

- Nessuna manipolazione, Facile comunicazione LIS
- Adattatore per tazza permettendo di ottenere a volume morto vicino a 0
- 420 test all'ora dal prima serie
- Fino a 60 parametri a bordo e 98 campioni
- Manutenzione semplificata e economico
- I reagenti rimangono a bordo continuamente
- In qualsiasi posizione, in qualsiasi momento
- Nessuna contaminazione possibile

Profitto

- Risparmia tempo, sicuro processi
- Basso costo per test, n perdita di reagente, meglio ritorno sugli investimenti
- Capacità paragonabili a quelli di un determinato analizzatore per 600 test all'ora
- Fino a 14.000 test senza azione dell'utente
- Consumo molto basso acqua, risparmio
- Sempre pronto a partire, no procedura alla fine della routine
- Grande flessibilità e reattività per le emergenze
- Affidabilità dei risultati, riduzione il numero di passaggi



commercial@biolabo.fr

support@biolabo.fr