



KENZA MAX +

Nouveau spectrophotomètre clinique
KENZA MAX PLUS BioChemisTry PHOTOMETER
New clinical spectrophotometer


NEW



ISO 13485
LL-C (Certification)



ISO 9001
LL-C (Certification)



Biochimie / Biochemistry

Caractéristiques principales / Main features

- Spectrophotomètre clinique
- 75 méthodes programmables
- Ecran LCD tactile 7 pouces
- Imprimante intégrée
- Multiples modes analytiques : cinétique, point final, deux points, point final bichromatique, calibration linéaire et non linéaire
- Système ouvert
- Rapports patients complets
- Clinical spectrophotometer
- 75 programmable methods
- 7 inches LCD touchscreen
- Built-in printer
- Multiple analytical modes : kinetic, end point, two points, bichromatic final point, lineal and non lineal calibration
- Open system
- Comprehensive patient reports



Abliance

BPC BioSed S.R.L.
Traversa del Grillo Km 0,600 - Castelnovo di Porto
00060 (Rome) Italy
Phone: + 39 069073666
www.biolabo.fr

www.abliance.com

Distributeur :
Distributor:

version: REL/DOCOM/0003 - V1

Photos non contractuelles

Non contractual photos

BIOLABO Group se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
BIOLABO GROUP reserves the right to change specifications without prior notice.



KENZA MAX +

Nouveau spectrophotomètre clinique
New clinical spectrophotometer

NEW



Interface intuitive
Intuitive interface



Gestion QC sur 2 niveaux
2 levels QC management



Stockage des résultats
Results storage



Impressions rapports
Reports printing



7 longueurs d'ondes + 1 optionnelle
7 wavelengths + 1 optional

Caractéristiques détaillées / Detailed features

Contrôle Qualité / Quality Control

- Fonction QC avec graphiques de Levey-Jennings
- Surveillance des courbes de réaction en temps réel
- 2 niveaux de contrôle
- QC mode with Levey-Jennings graphs
- Real-time reaction curves monitoring
- 2 levels of control

Spécifications techniques / Technical Specifications

- Source lumineuse : lampe halogène 6V, mise en veille automatique
- 7 longueurs d'onde + 1 optionnelle
- Stockage : 10,000 résultats
- Connectivité : USB, RS-232 (Uni-directionnelle)
- Cellule de lecture en quartz : 30µL + mode cuvette
- Clavier et souris USB
- Light source: halogen lamp 6V, auto sleeping mode
- 7 wavelengths + 1 optional
- Storage: 10,000 results
- Connectivity: USB, RS-232 (Uni-directional)
- Quartz flow cell: 30 µL + cuvette mode
- USB mouse and keyboard

Dimensions et poids / Dimensions and weight

- Poids net : 6.1 kg
- Dimensions (L x l x h) : 350 x 362 x 180 mm
- Alimentation : 100/240 VAC, 50/60 Hz
- Net weight: 6.1 kg
- Dimensions (L x w x h): 350 x 362 x 180 mm
- Power supply: 100/240 VAC, 50/60 Hz

